

EMC 정보

오므론 전자 체온계

IEC60601-1-2:2007 적용 범위에 해당하는 첨부 문서에 관한 정보

전자파 적합성(EMC)에 관한 중요 정보

컴퓨터와 휴대전화 등 전자기기 숫자가 증가하면서 작동 중인 의료기기가 다른 기기의 전자파 간섭에 노출될 수 있다. 전자파 간섭은 의료기기에 오작동을 일으킬 수도 있고 잠재적으로 위험한 상황을 초래할 수 있다. 전자기기 역시 다른 기기에 간섭을 일으켜서는 안된다.

위험한 상황을 방지하려는 목적으로 전자파 적합성 (EMC)에 대한 요구사항을 규제하기 위하여 EN60601-1-2 기준이 도입되었다. 이 기준에는 전자파 간섭에 대한 내성 수준뿐만 아니라 의료기기의 최대 전자파 방출 수준까지 정의되어 있다.

오므론이 제조한 전자기기는 내성 및 발사 측면에서 모두 EN60601-1-2:2007기준에 부합한다. 그러나 준수해야 할 특별한 사전 수칙이 있다.

- 오므론이 정한 내부 부품 이외의 부품을 사용하는 경우 기기의 전자파 방출은 증가하고 내성은 감소할 수 있다.
- 의료기기를 다른 기기 근처에서 사용하거나 다른 기기에 쌓아두고 사용해서는 안된다. 반드시 다른 기기 근처에서 사용하거나 다른 기기에 쌓아두고 사용해야 하는 경우에는 의료기기가 사용될 환경에서 정상적으로 작동하는지 관찰해야 한다.
- 기기가 사용되어야 할 전자파 적합성 환경에 대하여 아래에 추가 지침을 참고한다.

CISPR 방출 요구 사항을 준수한 경우라라도, 오므론 전자 체온계와 다른 기기에 의해 방해할 수 있다.

(표 1)

지침 및 제조 신고 - 전자파 방출			
오므론 전자 체온계는 아래에 정해진 전자파 환경에서 사용되도록 제조되었다. 고객이나 사용자는 오므론 전자 체온계를 다음 환경에서 사용한다.			
Emissions 테스트	적합성	전자파 환경 - 지침	
RF emissions CISPR 11	그룹 1	오므론 전자 체온계는 내부 기능을 위해서만 RF 에너지를 이용하고 있다. 따라서 RF emissions은 매우 낮으며 근접한 전자 기기에 대해 어떠한 형태로의 간섭이 발생한 가능성은 낮다.	
RF emissions CISPR 11	클래스 B	오므론 전자 체온계는 가정용 건물에 전기를 공급하는 공공 저압 전력 공급망에 직접 연결된 시설 및 주거 시설 등 모든 시설에서 사용 가능하다.	
고주파 emissions IEC 61000-3-2	해당 사항 없음		
전압 변동/flicker emissions IEC61000-3-3	해당 사항 없음		

(표 2)

지침 및 제조 신고 - 전자파 내성			
오므론 전자 체온계는 아래에 정해진 전자파 환경에서 사용되도록 제조되었다. 고객이나 사용자는 오므론 전자 체온계를 다음 환경에서 사용한다.			
테스트	IEC 60601 테스트 레벨	적합 레벨	전자파 환경 - 지침
정전기 방전 (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV 접촉 ±8 kV 대기	±6 kV 접촉 ±8 kV 대기	바닥의 소재는 목재나 콘크리트나 세라믹 타일로 한다. 바닥면이 합성 소재인 경우 상대 습도는 최소 30% 이상이어야 한다.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV 전력공급선용 ±1 kV for 임플렉트 선 용	해당 사항 없음	해당 사항 없음
서지(Surge) IEC 61000-4-5	±1 kV 선간 ±2 kV 접지	해당 사항 없음	해당 사항 없음
전원임력라인의 전압강하, 단시간 정전 및 전압변화 IEC 61000-4-11	0.5 사이클 당 <5% Ur (Ur에 >95% 강하)	해당 사항 없음	해당 사항 없음
	5 사이클 당 40% Ur (Ur에 60% 강하)		
	25 사이클 당 70% Ur (Ur에 30% 강하)		
	5초 당 <5% Ur (Ur에 95% 강하)		
전원주파수 (50/60 Hz) 자계 IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	전원 주파수 전자기장은 전형적인 상업 혹은 병원 환경의 전형적 장소 특유의 수준이어야 한다.
비고: Ur 는 교류 주전원 전압이며, 이는 시험 레벨 적용에 우선한다.			

(표 4)

지침 및 제조 신고 - 전자파 내성			
오므론 전자 체온계는 아래에 정해진 전자파 환경에서 사용되도록 제조되었다. 고객이나 사용자는 오므론 전자 체온계를 다음 환경에서 사용한다.			
Immunity 테스트	IEC 60601 테스트 레벨	적합레벨	전자파 환경 - 지침
전도 RF IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz ~ 80 MHz	해당 사항 없음	오므론 전자 체온계의 어느 부분에서 부터라도 송신기의 주파수에 적합한 식으로 계산한 권고 이격 거리보다 가까이에서 휴대용 통신 장비를 사용해서는 안된다.
			권고 이격 거리
방사 RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz ~ 2.5 GHz	3 V/m	여기에서 P는 송신기 제조사에 따른 송신기의 최대 출력 (와트), d는 권고 이격 거리 (미터), 전자파 현장 조사로 측정된 고정 무선 주파수 송신기에서 부터의 전계 강도는 각 주파수 범위b의 준수 수준 미만이어야 한다. 다음 기호가 표시된 장비 근처에서는 간섭이 일어날 수 있다.
(())			
비고 1: 80 MHz 및 800 MHz에서는 더 높은 주파수 범위가 적용된다. 비고 2: 본 지침은 모든 상황에 적용되지 않을 수 있다. 구조물, 물체, 사람에서의 반사 및 흡수가 전자파 전파에 영향을 끼친다.			
a 라디오 기지국, (휴대/무선) 전화 기지국, 육상 이동통신 기지국, AM 및 FM 라디오 방송, TV 방송 등의 고정 송신기에서 부터의 전계 강도는 이론적으로는 정확히 예측할 수 없다. 고정 무선 주파수 송신기로 인한 전자파 환경을 평가하기 위해서는 전자파 현장 조사를 고려해야 한다. 오므론 임피던스 체지방측정기를 사용하는 장소에서 측정된 전계 강도가 위의 적용 가능한 무선 주파수 준수 수준을 초과하는 경우 정상 작동을 확인하기 위하여 오므론 전자 체온계를 관찰해야 한다. 이상 작동 감지 시 오므론 전자 체온계 재배치 혹은 방향 전환 등 추가적 조치가 필요할 수 있다.			
b 150 kHz ~ 80 MHz 주파수 범위 밖에서의 전계 강도는 3 V/m 미만이어야 한다.			

(표 6)

오므론 전자 체온계와 휴대용 및 이동식 무선 주파수 통신 장비 간의 권고 이격 거리			
오므론 전자 체온계는 방사성 무선 주파수 방해가 제어된 전자파 환경에서 사용되도록 제조되었다. 고객이나 사용자가 통신 장비의 최대 출력에 따라 아래의 권고를 준수하여 오므론 전자 체온계와 휴대용 및 이동식 무선 주파수 통신 장비 (송신기) 간의 최소 거리를 유지하면 전자파 간섭을 방지할 수 있다.			
송신기 출력 (Watt)	송신기 주파수에 따른 이격 거리 (m)		
	150 kHz ~ 80 MHz 해당 사항 없음	80 MHz ~ 800 MHz d = 1.2 √P	800 MHz ~ 2.5GHz d = 2.3 √P
0,01	해당 사항 없음	0,12	0,23
0,1		0,38	0,73
1		1,2	2,3
10		3,8	7,3
100		12	23

위에 나열되지 않은 최대 출력의 송신기의 권고 이격 거리 d (m)는 송신기 주파수에 적용 가능한 식 (이 식에서 P는 송신기 제조사에 따른 송신기의 최대 출력 (W), d는 권고 이격 거리 (m))을 사용하여 측정할 수 있다. 비고 : 80 MHz 및 800 MHz에서는 더 높은 주파수 범위가 적용된다. 비고 : 본 지침은 모든 상황에 적용되지 않을 수 있다. 구조물, 물체, 사람에서의 반사 및 흡수가 전자파 전파에 영향을 끼친다.

제품 사용 규정

- 사용설명서, 본체 부착 라벨 등의 주의서에 따라 정상적으로 사용한 상태에서, 구입 후 1년 이내에 고장이 발생한 경우에는 무상 수리해 드립니다.
- 무상 수리 기간 내에 고장이 발생하여 수리를 받아야 하는 경우에는, 오므론 고객센터 센터로 연락하여 주십시오.
- 무상 보증 기간 내에서도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.
 - 사용자의 실수 및 부당한 수리나 개조에 따른 고장이나 손상
 - 구입 후 제품을 떨어뜨리는 등에 따른 고장이나 손상
 - 화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재 지변이나 공해, 전원의 이상 전압, 지정된 것 이외의 사용 전압 (전압, 주파수) 등에 따른 고장이나 손
 - 본 설명서에서 제시되지 않은 경우
 - 본 설명서에 구입일, 고객센터, 판매처명이 기록되지 않은 경우 또는 기록 내용을 수정한 경우
 - 소모품 (별매품)
 - 고장 원인이 본 제품 이외에 있을 경우
 - 기타 사용 설명서 (본 책자)에 기재되어 있지 않는 사용 방법에 따른 고장이나 손상
- 품질보증서는 재발행되지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오. 품질보증서는 본 규정에 명시된 기간, 조건에 따라 무상보증을 약속합니다. 따라서 이 보증서가お客様の 법률상 권리를 제한하지는 않습니다.

품질보증서

오므론 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 엄격한 검사를 통해 뛰어난 품질을 확보하고 있습니다. 그러나 정상적인 사용에서 고장이 발생하였을 경우는 보증규정에 따라 구입 후 1년 동안 무상수리 또는 교환해 드립니다.

※제품 보증은 한국 내에서 판매된 제품에 한합니다. ※이항의 사항은 반드시 판매처에서 기입하여 날인하여 주십시오.

판매명 MC-172L	판매처
고객명	주 소
주 소	TEL ()
TEL ()	구입년월일 년 월 일

한국오므론헬스케어(주) 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층 (서초동, 교보타워) 사용설명서 작성년월 : 2010년 01월 사용설명서 개정년월 : 2013년 01월 2015년 11월 2016년 09월 2017년 07월

수입 판매명 **한국오므론헬스케어 (주)**
<http://www.omron-healthcare.co.kr>
 서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 18층 (서초동, 교보타워)
 오므론 고객센터 센터 (1544-5718)

Made in China



사용설명서

오므론 전자 체온계 MC-172L 구강용

4자리수 온도 표시 형식의 부인용 체온계


수치가 한 눈에 들어오는 대형 액정 표시 체온 측정 결과를 쉽게 확인할 수 있습니다.

미끄러짐을 방지하는 플랫형 센서 크고 평평한 감온부가 체온 측정 시 혀 아래에 안정적으로 들어맞기 때문에 체온 측정 중 체온계가 움직이는 것을 방지합니다.



■ 오므론 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.


- 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용 전에 이 사용설명서를 반드시 읽어 주십시오.
- 본 설명서는 항상 가까이 두고 참조하여 주십시오.
- 본 설명서는 품질보증서를 겸하고 있습니다. 분실하지 않도록 잘 보관하여 주십시오.



A Good Sense of Health

올바른 체온계 사용 방법

● **혀 아래, 즉 혀뿌리 왼쪽이나 오른쪽 한 곳을 정하여 체온계를 위치시킵니다.**



기초 체온 측정 포인트

- 아침에 눈을 뜨자마자 누운 자리에서 체온을 측정합니다. 아무것도 드시지 않고, 일어나지 않은 상태여야 합니다.
- 매일 아침, 가능한 한 일정한 시각에 측정합니다.
- 체온 측정 후에는 측정된 체온을 기초 체온표에 기록합니다.
- 체온 측정 중에는 입을 열지 않습니다. 입이 아닌 코를 통하여 호흡하십시오.
- 매일 아침, 감온부를 혀 아래쪽, 즉 혀뿌리 근처의 동일한 지점에 체온계를 위치시켜 측정합니다.

안전 상의 주의 사항

제품을 사용하기 전에 반드시 읽어주세요.

여기에 표시된 경고 표시나 그림 기호의 예시는 상품을 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 또한, 사용자와 주변인에게 발생할 수 있는 위해 및 재산 상의 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. (표시와 의미는 다음과 같습니다.)

경고 표시의 의미

경고 잘못 취급할 경우, 사람이 사망 또는 상해를 입을 수 있는 내용을 표시한 것입니다.

주의 잘못 취급할 경우, 사람이 상해를 입거나 물적손해의 발생이 있을 수 있는 내용을 표시한 것입니다.

*물적손해란, 가족·재산 및 가족·애완 동물에까지 이르는 손해를 말합니다.

그림 기호의 예시

● 기호는 강제를 나타냅니다. (반드시 지켜야 할 내용)

○ 기호는 금지를 나타냅니다. (해서는 안 되는 내용을 가리킵니다)

△ 기호는 주의를 나타냅니다. (경고·위험까지 포함)

경고

체온 측정 결과의 자가 진단 및 치료는 위험합니다. 의사의 지도에 따라 주십시오.

자가 진단의 경우 병을 악화시킬 우려가 있습니다.

본 제품은 구강 중에 넣고 사용하는 체온계입니다. 기타 부위(겨드랑이 또는 귀 등에 체온 측정하지 마십시오. 올바른 체온 측정이 불가능합니다. 귀에 상처를 유발할 수 있습니다.

영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 또한 어린이가 혼자서 사용하는 일이 없도록 주의하십시오. 어린이가 무리하게 스스로의 체온을 측정하려고 시도하다가 상해를 유발할 수 있습니다.

본체에 물기가 묻은 상태로 측정을 실시하지 마십시오. 올바른 측정이 불가능합니다.

전지를 교환하는 방법

사용 전지: 알카라인 망간 버튼 건전지 LR41 (시중 구입 가능)

전지 교환 표시

전원을 켜둘 때, 우측의 그림과 같은 전지 교환 표시 표시가 나타나면 전지를 교환해 주십시오.

전지를 교환하는 방법

1 소형 드라이버를 준비한 후, 본체 후면의 전지 커버의 나사를 돌려 풀고 커버를 엽니다.



- 부탁의 말씀**
- 본 체온계를 처음 구입하시면 제품 시험용 전지가 내장 되어 있습니다. 시험용 전지는 제품을 몇 차례 사용하고 나면 수명이 다하는 경우가 있기 때문에 양해하여 주십시오.
 - 사용을 마친 전지나 본체 등은 사용자가 거주하는 거주지나 국가의 지도 규정을 준수하여 폐기하여 주십시오.

주의

본체는 방수 기능이 없습니다. 본체 내부에 물 등이 들어가지 않도록 주의하십시오. 체온 측정 수치에 오차를 발생시키거나 고장을 일으킬 수 있습니다.

분해 및 수리, 개조를 삼가하십시오. 체온 측정 수치에 오차를 발생시키거나 고장을 일으킬 수 있습니다.

본체를 차يار로 물지 마십시오. 사고 또는 고장을 일으킬 수 있습니다.

전지 및 나사는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 영유아가 삼킬 우려가 있습니다. 만일 영유아가 삼킨 경우에는 의사에게 상담을 받으십시오.

만일 전지의 액이 눈에 들어간 경우에는, 즉시 많은 양의 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 실명과 같은 상해의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 의사에게 치료를 받으십시오.

만일 전지의 액이 피부 또는 의복에 묻은 경우, 즉시 많은 양의 깨끗한 물로 씻어 내십시오. 상해의 원인이 될 수 있습니다.

전지를 볼 속에 던지지 마십시오. 전지 파열의 우려가 있습니다.

전지 교환 시에는 전지의 ⊕극과 ⊖극을 잘 맞추어 끼워 주십시오. 누액, 발열, 파열 등의 원인이 되어, 본체를 파손시키는 원인이 됩니다.



강한 정전기 또는 전자파가 발생하는 곳에서의 사용을 삼가하십시오. 체온 측정 수치에 오차를 발생시키거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

하나의 제품을 여러 사람이 혼용하지 마십시오. 병원균 감염의 원인이 될 수 있습니다.


올바르게 측정하려면

올바른 방법으로 체온을 측정하지 않게 되면 체온측정의 정확성을 보장할 수 없습니다.


● 혀 아래, 즉 혀뿌리 왼쪽이나 오른쪽 한 곳을 정하여 체온계를 위치시킵니다.



● 혀로 체온계를 눌러 입을 다웁니다.



● 체온계가 미끄러지지 않도록 손으로 체온계를 살짝 붙잡습니다.



체온측정 방법 (체온 측정)

1 체온계의 전원을 켭니다.


전원 스위치를 누릅니다.




표시부 전체에 불이 들어옵니다.

이전에 측정된 체온 수치가 표시됩니다. (이전 측정 수치 표시)

체온측정 준비중



2 「°C」가 깜빡이면, 감온부를 입 중앙에 두고 입을 다웁니다.



「°C」가 깜빡이면 체온 준비 완료

체온이 표시되고 「°C」이 깜빡임



[주의] 실내 기온(주변 환경 온도)가 32°C를 넘게 되면, 감온부가 주변 온도의 영향을 받아 온도를 표시하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 물기를 잘 짜낸 젖은 타월 등으로 감온부를 잘 식혀준 후 체온을 측정하십시오.

3 약 5분 경과 후에, 안정된 값이 측정되면 「삐삐삐삐-」 하고 부저가 3회 울립니다.

체온 측정 결과를 확인하여 주십시오.



4 전원을 끄고 수납 케이스에 넣어 주십시오.

약 30분 후(측정을 실시하지 않은 경우에는 약 3분 후에 전원이 자동으로 꺼지지만 전지의 소모를 방지할 수 있도록 사용이 끝나면 전원을 꺼주십시오.

고장인가? 하고 생각된다면...

■ 체온 측정 수치가 불규칙합니다.

이 점을 확인하십시오.	대처 방법
아래와 같은 방식으로 측정하지 않았습니까? ● 측정 중에 체온계가 움직여, 감온부가 어긋났습니다. ● 측정 시마다 혀 아래 감온부 위치가 달랐습니다. ● 체온 측정 중에 입을 열었습니다.	「올바른 체온계 사용 방법」, 「기초 체온 측정 포인트」를 확인하여 주십시오.

■ 전원 스위치를 눌러도 표시부에 아무것도 나타나지 않습니다.

이 점을 확인하십시오.	대처 방법
전지의 ⊕ ⊖극의 방향이 잘못 되지 않았습니까?	전지의 방향을 확인하여 올바르게 삽입하여 주십시오.
전지가 방전되지 않았습니까? ● 표시부에 [X]가 표시되지 않았습니까?	전지를 새것(LR41)으로 교환하여 주십시오.

■ 체온 측정 준비 중에 「37.00°C」가 표시되지 않습니다.

「36.95°C」~「37.05°C」가 표시된 경우에는 그 상태로 사용이 가능합니다. 그러나 만일 전원을 껐다 켜도 계속 「36.95°C」~「37.05°C」이외의 수치가 나오는 경우에는 오므로 고객센터 센터에 문의하여 주십시오.

체온 측정 수치 이외의 표시 (에러 표시)

표시	에러 표시의 원인	대처 방법
L	감온부의 온도가 32°C 미만인 경우에 표시됩니다.	에러가 아니므로 그 상태로 체온 측정을 실시하여도 됩니다.
H	감온부의 온도가 42°C를 넘는 경우에 표시됩니다.	외부 기온이 42°C 이상인 경우가 있습니다. 감온부를 식힌 후에 다시 한번 체온 측정을 시도해 보십시오.

제품을 오래도록 사용하시려면...

고장의 원인이 될 수 있으므로 아래의 주의 사항을 반드시 유의하여 주십시오.

- 사람 이외의 온도 측정을 삼가하십시오.
- 본체 또는 수납 케이스에 강한 충격을 가하거나, 떨어뜨리거나, 밟거나, 진동을 가하지 마십시오.
- 물기가 본체에 남아 있는 채로 케이스에 수납하지 마십시오. 반드시 마른 수건으로 물기를 제거해 주십시오.

사용을 마치고 나면

체온계는 항상 청결하게 관리하여 주십시오.

- 본체에 얼룩이 있는 경우에는 건조하고 부드러운 수건으로 닦아 주십시오.
- 오염이 심한 경우에는 물이나 중성 세제에 적신 수건을 짝 짝 후 닦아내고 부드러운 천으로 다시 한번 닦아 내십시오.
- 알코올을 사용하여 오염물을 닦아내는 경우 표시부에에는 알코올이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 아래의 사항을 반드시 지켜 주십시오, 고장의 원인이 됩니다.
 - 제품을 묻은 오염물을 닦아내는 경우에 벤젠이나 신너 등을 절대 사용하지 마십시오.
 - 본체에는 방수 기능이 없습니다. 본체의 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
 - 체온계의 감온부는 알코올이나 뜨거운 물(50°C 이상의 물)로 소독하지 마십시오.
 - 조음파 세정을 하지 마십시오.



체온계는 부속 수납 케이스에 넣어 보관하여 주십시오.

- 아래에 명시된 장소와 같은 곳에는 제품을 보관하지 마십시오.
 - 물이 닿을 우려가 있는 곳.
 - 고온다습한 장소, 직사광선이 비치는 곳, 운반방 기구의 근처, 먼지가 많은 곳, 소금기를 머금은 대기의 영향이 미치는 곳.
 - 경사, 진동, 충격에 노출되는 곳.
 - 화학 약품을 보관하고 있는 곳이나 부식성 가스가 발생하는 곳.

제품사양

일 반 적 청	전자 체온계	측 정 범 위	32.00°C~42.00°C
제 품 명	오른쪽 전자 체온계 MC-172L	사 용 환 경 조 건	온도: +10 ~ +40°C 습도: 30 ~ 85% RH 기압: 700 ~ 1060 hPa
전 원 전 압	DC 1.5V (알카라인 망간 버튼 건전지 LR41 1개)	보 관 환 경 조 건	온도: -20 ~ +60°C 습도: 30 ~ 95% RH 기압: 700 ~ 1060 hPa
전 지 수 명	약 1100회 이하 (1일 5분씩 3회)	장착부류	B형 장착부
내 용 연 수	5년	IP보호등급	IP22
감 온 부	서미스터	본 체 무 게	약 13g (전지 포함)
측 정 방 식	실측	외 형 치 수	19,6 x 129,7 x 13,2mm
체 온 표 시	4자리 + °C 표시, 0.01°C단위	구 성 품	●본체 ●시험 사용 전지 (알카라인 망간 버튼 건전지 LR41 x 1개) ●수납 케이스 ●사용설명서 (품질보증서 포함) ●기초체온표
측 정 화 도	±0.05°C (35.00~38.00°C), ±0.1°C (32.00~34.99°C, 38.01~42.00°C) ※ 표준 실온 23°C로 상온 수조에서 실 측정된 경우	제 조 의 회 사	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN
제 조 의 회 사	OMRON DALIAN Co., Ltd. Dalian, CHINA	제 조 자	OMRON DALIAN Co., Ltd. Dalian, CHINA
수입판매원	한국오므론헬스케어 주식회사		

● [EMC적합] 본 제품은 EMC 규격 IEC 60601-1-2:2007에 적합합니다.
● IP 보호등급은 IEC 60529에 의해 규정된 본체에 대한 보호 구조를 등급 분류한 것입니다. 본 제품은 손가락 등의 직경 12mm를 넘는 고형체가 위험한 부분에 접촉하지 않도록 보호되어 있습니다. 또한 본 제품은 비스듬히 낙하하는 물방울에도 통적의 방해가 없도록 보호되어 있습니다.