


자극 시작하기

스텝 1 - 패드 부착 (이어서 계속)



관절
(팔꿈치)

통증이 있는 관절 양 옆에 패드를 부착하여 주십시오.



관절
(무릎)

통증이 있는 무릎 위 또는 관절 위/아래에 패드를 부착하여 주십시오.

스텝 2 - 모드 설정하기

- ① 전원 버튼을 눌러줍니다.
- ② ▲(위로) 또는 ▼(아래로) 버튼을 눌러 1에서 5 중 해당하는 모드를 선택합니다. 중복선택은 불가합니다.
- ③ Set/Start(설정/시작) 버튼을 눌러 모드를 결정합니다.

강도 1로 시작합니다.

신체 부위에 따라:

- | | |
|--------------|------------------------|
| 모드 1 | 1 전원 버튼 |
| 모드 2 | 2 모드 |
| 모드 3 | 3 Set(설정)
Start(시작) |
| 증상이나 취향에 따라: | |
| 모드 4 | |
| 모드 5 | |

모드별	모드 1. 팔/아래에 패드를 부착하여 사용하는 모드	모드 2. 허리에 패드를 부착하여 사용하는 모드	모드 3. 다리/발에 패드를 부착하여 사용하는 모드	모드 4. 주무르는 듯한 느낌을 주는 모드	모드 5. 두드리는 듯한 느낌을 주는 모드
모드 점등 위치 및 본체 뒷면 표지	● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5	● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5	● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5	● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5	● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5
참고 할 만한 통증	등침, 아프거나 육신거림, 걸림	등침, 통증, 근육통, 신경통	부종, 피로, 낭증, 아프거나 육신거림	등침, 통증, 걸림	등침, 통증, 걸림 또는 육신거림
어떠한 자극을 받을 수 있나요?	저속에서 고속으로의 두드리기, 자극, 문지르기의 느낌을 받을 수 있습니다.	고속에서 저속으로의 연속적인 두드리기로 따끔거리는 느낌을 느낄 수 있습니다. 고강도에서 문지르기와 같은 느낌을 느낄 수 있습니다.	저속의 두드리기, 전기 자극의 느낌을 느낄 수 있습니다.	연속적인 전기자극을 느낄 수 있습니다.	전기적으로 변하지 않는 전기자극을 느낄 수 있습니다.

스텝 3 - 강도 레벨 선택하기 (낮음 1 ~ 높음 10)

제품이 자동적으로 강도 1에서 시작합니다. 천천히 ▲(위) 버튼을 눌러 강도를 높여 주십시오. 기분 좋을 정도의 강도를 유지하여 주십시오.

나의 통증에 적절한 강도 수준을 선택하여 어떻게 해야 하나요?

▲(위) 또는 ▼(아래) 버튼을 누르면 강도 조절이 됩니다. 자극 감각이 약해지거나 사라지면 강도를 높여 주십시오. 만일 자극이 불편하게 느껴진다면, ▼(아래)를 눌러 자극을 낮춰주십시오.


- ▲를 누르면 강도가 높아집니다.
- ▼를 누르면 강도가 낮아집니다.

패드 표시가 깜빡이면 30초 후 제품이 자동으로 깨집니다.

(☞ 문제 해결을 참조하십시오.)

설정한 강도를 어떻게 확인할 수 있나요?

▲(위) /▼(아래)를 눌러 강도를 높이거나 줄이십시오. 강도 표시는 한번 또는 두번 눌렀을 때마다 아래로 이동됩니다. 아래 그림과 같이 한번 눌렸을 때 표시동이 움직이지 않아도 강도 레벨은 버튼을 누를 때마다 증가하거나 감소합니다.



얼마나 사용해야 할까요?

이 제품은 시작 후 15분 뒤 자동으로 종료되도록 설계되었습니다. 자극 중 사용을 중단하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오. 한 부위에 최대 30분, 하루 최대 3회까지 사용할 권장합니다.

통증 관리 및 완화 방법

언제 저주파극기를 사용해야 할까요?

한 세션부터 시작하십시오. (사용 후 15분 뒤 자동으로 전원이 깨집니다.)

통증을 일으키거나 통증을 완화하는 경우 저주파극기의 효과적입니다.

금성통증이나 통증을 완화하는 경우 저주파극기의 효과적입니다. 만성적인 통증은 한 부위 이상, 6개월 이상 통증이 있을 경우를 말합니다. 만성적인 통증의 경우

언제 저주파극기의 효과를 알 수 있는 다른 문제들로 인해 악화될 수 있습니다.

이 제품은 통증을 치료하거나 통증의 원인을 제거하지 못합니다. 이 제품은

당신의 삶과 활동에 더 잘 관리할 수 있도록 통증의 일시적인 완화 또는

감소를 제공합니다.

얼마동안 사용해야 하나요?

15분간 자극이나 세션을 시작하십시오. 패드가 부착되어 있는 상태에서 제품

전원을 고십시오. 통증의 정도를 확인하여 진행상황을 체크하십시오. (최소 1 ~

최대 10) 통증이 감소하거나 멈추면 세션을 중단하십시오. 15분간 더 자극을

진행하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오.

▲ [면역사항 / 안전상의 주의 - 발생 가능한 부작용]을 참조하여 주십시오.

상기와 동일한 강한 자극은 근육 피로를 유발하고 부작용을 일으킬 수 있습니다.

언제 제품 사용을 중단해야 할까요?

1. 부작용을 경험할 경우 즉시 중단하여 주십시오. (피부 자극 / 붉은 반점 /

화상, 두통 또는 다른 고통스러운 느낌, 또는 비정상적인 불편함을 느낄 경우)

2. 통증이 개선되지 않으면, 심각하게 만성적으로 심해지거나 통증이

5일 이상 지속될 수 있습니다.

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품을 고십시오. 통증의 정도를 확인하여 진행상황을 체크하십시오. (최소 1 ~

최대 10) 통증이 감소하거나 멈추면 세션을 중단하십시오. 15분간 더 자극을

진행하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오.

▲ [면역사항 / 안전상의 주의 - 발생 가능한 부작용]을 참조하여 주십시오.

상기와 동일한 강한 자극은 근육 피로를 유발하고 부작용을 일으킬 수 있습니다.

언제 저주파극기를 사용해야 할까요?

1. 부작용을 경험할 경우 즉시 중단하여 주십시오. (피부 자극 / 붉은 반점 /

화상, 두통 또는 다른 고통스러운 느낌, 또는 비정상적인 불편함을 느낄

경우)

2. 통증이 개선되지 않으면, 심각하게 만성적으로 심해지거나 통증이

5일 이상 지속될 수 있습니다.

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품을 고십시오. 통증의 정도를 확인하여 진행상황을 체크하십시오. (최소 1 ~

최대 10) 통증이 감소하거나 멈추면 세션을 중단하십시오. 15분간 더 자극을

진행하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오.

▲ [면역사항 / 안전상의 주의 - 발생 가능한 부작용]을 참조하여 주십시오.

상기와 동일한 강한 자극은 근육 피로를 유발하고 부작용을 일으킬 수 있습니다.

언제 저주파극기를 사용해야 할까요?

1. 부작용을 경험할 경우 즉시 중단하여 주십시오. (피부 자극 / 붉은 반점 /

화상, 두통 또는 다른 고통스러운 느낌, 또는 비정상적인 불편함을 느낄

경우)

2. 통증이 개선되지 않으면, 심각하게 만성적으로 심해지거나 통증이

5일 이상 지속될 수 있습니다.

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품을 고십시오. 통증의 정도를 확인하여 진행상황을 체크하십시오. (최소 1 ~

최대 10) 통증이 감소하거나 멈추면 세션을 중단하십시오. 15분간 더 자극을

진행하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오.

▲ [면역사항 / 안전상의 주의 - 발생 가능한 부작용]을 참조하여 주십시오.

상기와 동일한 강한 자극은 근육 피로를 유발하고 부작용을 일으킬 수 있습니다.

언제 저주파극기를 사용해야 할까요?

1. 부작용을 경험할 경우 즉시 중단하여 주십시오. (피부 자극 / 붉은 반점 /

화상, 두통 또는 다른 고통스러운 느낌, 또는 비정상적인 불편함을 느낄

경우)

2. 통증이 개선되지 않으면, 심각하게 만성적으로 심해지거나 통증이

5일 이상 지속될 수 있습니다.

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부

제품을 고십시오. 통증의 정도를 확인하여 진행상황을 체크하십시오. (최소 1 ~

최대 10) 통증이 감소하거나 멈추면 세션을 중단하십시오. 15분간 더 자극을

진행하시려면 전원 버튼을 눌러주십시오.

▲ [면역사항 / 안전상의 주의 - 발생 가능한 부작용]을 참조하여 주십시오.

상기와 동일한 강한 자극은 근육 피로를 유발하고 부작용을 일으킬 수 있습니다.

언제 저주파극기를 사용해야 할까요?

1. 부작용을 경험할 경우 즉시 중단하여 주십시오. (피부 자극 / 붉은 반점 /

화상, 두통 또는 다른 고통스러운 느낌, 또는 비정상적인 불편함을 느낄

경우)

2. 통증이 개선되지 않으면, 심각하게 만성적으로 심해지거나 통증이

5일 이상 지속될 수 있습니다.

제품 사용 전, 아래를 확인하여 주십시오.

1. 전극코드 손상 여부
2. 패드 손상 여부
3. 전극코드의 연결부 손상 여부
4. 제품 손상 및 정상 작동 여부
5. 건전지 소모 여부