

상완식/가동식 혈압계 가정에서 올바르게 혈압 관리											
Model		HEM-1020	HEM-1000	HEM-7310	HEM-7320	HEM-7322	JPN800	JPN700	JPN600	JPN1	JPN601
본체 무게 (건전지 제외)		약 1.6kg	약 1.5kg	약 640g	약 380g	약 380g	약 640g	약 380g	약 280g	약 340g	약 280g
크기 (W X H X D)		179 X 211 X 246 mm	230 X 217 X 228 mm	183 X 99 X 230 mm	124 X 90 X 161 mm	124 X 90 X 161 mm	183 X 99 X 230 mm	124 X 90 X 161 mm	107 X 79 X 141 mm	123 X 85 X 141 mm	107 X 79 X 141 mm
기능	적용 커프	가동식커프	가동식 커프	피트커프	피트커프	연성커프	피트 커프	피트 커프	연성 커프	연성 커프	연성 커프
	대상 팔 둘레	17 ~ 32 cm	17 ~ 32 cm	17 ~ 36 cm	17 ~ 36 cm	22 ~ 32 cm	17 ~ 36 cm	17 ~ 36 cm	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm
	안심커프 기능	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-
	정확한 커프 착용 체크	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●
	측정 자세	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아침고혈압	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	불규칙맥파 감지	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	측정 오류 (체동)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	혈압값 레벨 표시	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
	평균치	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	시계 기능	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	메모리	2명 X 90회	2명 X 90회	2명 X 60회	90회	90회	2명 X 60회	100회	90회	60회	100회
	AC 어댑터	● (동봉)	● (동봉)	● (별매)	● (동봉)	● (동봉)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)
	기타						Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan

상완식 혈압계 가정에서 올바르게 혈압 관리						
Model		JPN500	HEM-7122	HEM-7130	HEM-7121	HEM-7120
본체 무게 (건전지 제외)		약 250g	약 250g	약 280g	약 250g	약 250g
크기 (W X H X D)		103 X 80 X 129 mm	103 X 80 X 129 mm	107 X 79 X 141 mm	103 X 80 X 129 mm	103 X 80 X 129 mm
기능	적용 커프	연성 커프	연성커프	연성커프	연성커프	연성커프
	대상 팔 둘레	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm	22 ~ 32 cm
	안심커프 기능	-	-	-	-	-
	정확한 커프 착용 체크	●	●	●	●	●
	측정 자세	-	-	-	-	-
	아침고혈압	-	-	-	-	-
	불규칙맥파 감지	●	●	●	●	●
	측정 오류 (체동)	●	●	●	●	●
	혈압값 레벨 표시	-	-	●	-	-
	평균치	-	-	●	-	-
	시계 기능	-	-	●	-	-
	메모리	60회	30회	60회	30회	1회
	AC 어댑터	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)
	기타	Made in Japan	Made in Japan			

손목형 혈압계 휴대용으로 간편히 혈압 관리					
Model		HEM-6311	HEM-6301	HEM-6131	HEM-6121
본체 무게 (건전지 미포함)		약 80g	약 80g	약 101g	약 101g
크기 (W X H X D)		89X61X13mm	89X61X13mm	78 X 60 X 21 mm	78 X 60 X 21 mm
기능	적용 커프	연성 커프	연성 커프	피트 커프	피트 커프
	대상손목둘레	13.5 ~ 21.5 cm	13.5 ~ 21.5 cm	13.5 ~ 21.5 cm	13.5 ~ 21.5 cm
	정확한 커프 착용 체크	●	●	●	●
	측정 자세	●	●	●	-
	저소음	●	●	-	-
	불규칙 맥파 감지	●	●	●	●
	측정 오류 (체동)	●	●	●	-
	혈압값 레벨 표시	●	●	●	-
	평균치	●	●	●	-
	메모리	90회	90회	60회	30회
	AC 어댑터	-	-	-	-
	기타	Made in Japan	Made in Japan		